

Leistungsparameter des lympho-mat 300

Hilfsmittelnummer 17.99.01.1001

- 12 stufiges Gerät mit 12 einzeln angesteuerten Zellen
- 12 überlappende Zellen bei Bein- und Armmanschetten bzw. 24 bei Hosen- und Jackenmanschette
- Drucksteuerung , jede Zelle wird einzeln genau dosiert angesteuert
- Sequenzieller Druckaufbau mit einem Druckbereich von 20- 100 mmHg stufenlos regelbar
- Deflationszeit/Pausenzeit 15 Sekunden, Zeitschaltuhr
- Anschluss für drei Behandlungsmanschetten
- Gradienter Druckverlauf 100% 1-4 Zelle, 80% 5-8 Zelle, 60% Zelle 9-12)
- Integriertes 90 Grad abgewinkeltes Fußteil bei Hosen- und Beinmanschetten
- belüftete Erweiterungseinsätze
- Entspricht der DIN EN 60601-1-11 für Home Care Produkte
- Hilfsmittelnummer 17.99.01.1001
- Entspricht den besonderen Qualitätsanforderungen des Heil- und Hilfsmittelverzeichnisses



Manschetten: Beinmanschetten, Armmanschette, Jacken- bzw. Halbjackenmanschette, Hosenmanschette, Hüftmanschette und diverse Erweiterungseinsätze.

Hosenmanschetten

Länge 129 cm bzw. 140 cm
 Ferse Schritt 74 cm bzw. 82 cm
 Beckenumfang 131 bzw. 145cm
 Beinumfang OS 75 cm – 83cm
 Gewicht: 3,9 kg bzw. 4,2 kg



Beinmanschetten

Länge 72 cm bzw. 85 cm
 Beinumfang OS 75 cm bzw. 88cm
 Gewicht: ca. 1,5 kg



Hüftmanschette

Länge 38 cm
 Bauchumfang 150 cm



Armmanschette

Armumfang bis 58 cm
 Länge 71 cm



Erweiterungseinsätze

für Hosen-, Bein- und
 Jackenmanschetten



Jacke mit Bolero

Armumfang 55 cm
 Bauchumfang 134 cm



Jackenmanschette

Armumfang 55 cm
 Bauchumfang 134 cm
 Gewicht: ca. 2,1 kg