

# Leistungsparameter des Hydroven 12

- Sequenzieller Druckaufbau Druckbereich 15 – 120 mmHg
- Peristaltischer Druckaufbau(Wave) 15- 100 mmHg
- LymphAssist 15 – 40 mmHg
- LymphAssist in Kombination mit sequenziellem Druckaufbau
- LymphAssist in Kombination mit peristaltischem Druckaufbau
- Die Druckaufbauzeit ist im Bereich von 30 bis 95 Sekunden einstellbar.
- Die Deflations- bzw. Pausenzeit ist zwischen 10 und 95 Sekunden einstellbar.
- Behandlungszeit 10 -99 Minuten oder kontinuierlich
- Gewicht des Kompressors 3,8 kg
- Das Gerät verfügt über 12 Druckstufen, überlappenden Zellen werden einzeln angesteuert
- belüftete Erweiterungseinsätze mit überlappenden 12 Kammern
- Patentiertes 5-Kammer System im Bereich des Fußes
- Erweiterungseinsatz mit 12 überlappenden Zellen
- Überlappung im Bereich des Reißverschlusses garantiert eine lückenlose Druckapplikation
- Entspricht der DIN EN 60601-1-11 für Home Care Produkte
- Hilfsmittelnummer 17.99.01.1013
- Entspricht den besonderen Qualitätsanforderungen des Heil- und Hilfsmittelverzeichnisses
- Sortiment: Bein – und Armmanschetten, Erweiterungseinsätze
- Zwei Manschetten können gleichzeitig angeschlossen werden



5 Zellen

